

<試料 輸81>

●血液型検査

ABO血液型	判定保留
RhD血液型	RhD 陽性

カラム凝集法の判定基準:各機器メーカー設定

* カラム凝集法:コントロールの結果

		ABO血液型					RhD血液型	
		オモテ検査		ウラ検査			抗D	Rhコントロール *(コントロール)
		抗A	抗B	A ₁ 赤血球	B赤血球	O赤血球		
試験管法		0	mf	2+~4+	0	0	4+	0
カラム凝集法	ビーズ	0	mf	3+	0	NT	4+	0
	ゲル	0	mf	3+	0	NT	4+	0

●不規則抗体スクリーニング: 陰性

<試料 輸82>

●血液型検査

ABO血液型	A型
RhD血液型	RhD 陽性
その他の血液型	Fy(a+b-) Di(a-)

カラム凝集法の判定基準:各機器メーカー設定
* カラム凝集法:コントロールの結果

		ABO血液型					RhD血液型	
		オモテ検査		ウラ検査			抗D	Rhコントロール *(コントロール)
		抗A	抗B	A ₁ 赤血球	B赤血球	O赤血球		
試験管法		4+	0	0	1+〜3+ ※	0	4+	0
カラム凝集法	ビーズ	4+	0	0	2+	NT	4+	0
	ゲル	3+〜4+	0	0	3+	NT	4+	0

※1+: 反応時間および血漿増量法にて3+を確認

●不規則抗体スクリーニング: 陽性

			Fy(a+b-)	Fy(a+b+)	Fy(a-b+)	Fy(a+b+) Di(a+)	自己
試験管法	生理食塩液法		室温	0	0	0	0
	酵素法		プロミン	0	0		
	IAT		PEG	0	1+〜2+	2+	0
			LISS	0	W+〜2+	2+	0

カラム凝集法	ビーズ			Fy(a+b-) Di(a+)	Fy(a-b+)	Fy(a+b+)		自己
		酵素法	フィソ	0	0	0		NT
		IAT	LISS	0	1+〜2+	1+		NT
	ゲル					Fy(a+b+)	Fy(a+b+)	
		酵素法	パパイ			0	0	NT
				Fy(a+b+)	Fy(a+b-)	Fy(a-b+)	Fy(a-b+) Di(a+)	
		IAT	LISS	1+〜2+	0	1+	2+	NT

●不規則抗体同定: 抗Fyb

2025年度 岡山県臨床検査精度管理調査 輸血検査部門(参考データ③)

<試料 輸82・83・84>
●交差適合試験(主試験)

				輸83	輸84	自己
ABO・RhD血液型				A型RhD陽性	A型RhD陽性	
その他の血液型				Fy(a+b+)	Fy(a+b-)	
直接抗グロブリン試験				陰性	陰性	
試験管法		生理食塩液法	室 温	0	0	0
		酵素法	プロミン	0	0	0
		IAT	PEG	1+～2+	0	0
			LISS	W+～1+	0	0
結 果				不適合	適合	
カラム凝集法	ビーズ	IAT(自動)	LISS	W+	0	0
	ゲル	IAT(自動)	LISS	1+	0	0
結 果				不適合	適合	

<試料 輸83・輸85>
●抗体価の測定 16～64倍